

DRAIN THORACIQUE

MATERIEL POUR MISE EN PLACE D'UN DRAIN THORACIQUE

Pour l'aide et l'opérateur

- 1 sarreau stérile pour l'opérateur
- 1 sarreau pour l'aide
- 2 charlottes
- 2 masques

Pour mise en place

1. Produits pour asepsie :

- Bétadine rouge, jaune, eau stérile

2. Produits autres :

- Xylocaïne à 20 %, 1 flacon
- 1 bouteille eau stérile pour "faire les niveaux" du système de drainage

3. Matériel stérile :

- 1 plateau VVC
- 1 champ fenêtré adhésif
- gants stériles
- compresses stériles
- 1 seringue stérile 10cc
- 1 aiguille IM
- fil péterlon 1 (aiguille droite)
- 1 bistouri n°11
- 1 kit de drainage
- 1 (ou 2) tubulure(s) de raccordement au système d'aspiration
- 1 drain thoracique ou 1 pleurocath

4. Matériel non stérile :

- 1 alèse de protection à usage unique (type absorbex)
- Hypafix

Date de diffusion : 20/04/2001	Rédaction par : Corinne Thomé
Version 1	Vérifié par : Charles Santré Validation par :